

Urządzenie do diagnozowania prośności z sondą na przewodzie spiralnym



[1]



[2]

Urządzenie do diagnozowania prośności **nr kat. 22130**

Urządzenie diagnostyczne z sondą na przewodzie spiralnym, szczelna obudowa pewnie chroni układy elektroniczne przed wilgocią, pełna izolacja układów elektronicznych od źródła zasilania, łatwe włączanie i wyłączenie przyciskiem, wyłącznik automatyczny zabezpiecza przed niepotrzebnym zużyciem prądu, mocny zaczepek do zamocowania urządzenia na pasku, bezpieczne przechowywanie w specjalnej walizce, zasilanie bateriami lub akumulatorem 9V – do zakupienia oddzielnie. Tester pozwala na wiarygodny pomiar już 30 dni po inseminacji.

[Do schowka](#) [3]



[Bateria 9V](#) [4] Bateria 9V do urządzenia do diagnostowania prośności nr kat. 222-8482

[Zobacz produkt](#) [4] [Do schowka](#) [5]

[4]



[Ładowarka + akumulator 9V](#) [6] Ładowarka + akumulator 9V do urządzenia do diagnostowania prośności nr kat. 22132

[Zobacz produkt](#) [6] [Do schowka](#) [7]

[6]



Przedsiębiorstwo
Handlowo-Usługowe
INSATEX-MT
ul. Madziarska 38
61-615 Poznań

tel./fax: 61 8220
121
kom.: +48 663
48 47 12
kom.: +48 663
48 47 11
e-mail:
biuro@insatex.pl

© Insatex 2018
created by
netmachina.com

Link źródłowy: <https://www.insatex.pl/produkty/urządzenie-do-diagnostowania-prosności-z-sonda-na-przewodzie-spiralnym>

Linki

[1] <https://www.insatex.pl/sites/default/files/products/urządzenie-do-diagnostowania-prosności-z-sonda-na-przewodzie-spiralnym.jpg>

[2] https://www.insatex.pl/sites/default/files/products/urządzenie-do-diagnostowania-prosności-z-sonda-na-przewodzie-spiralnym_0.jpg

[3] <https://www.insatex.pl/flag/flag/schówek/170?destination=printpdf/170&token=0af282cd5c86a175769b0b60fe7cd7ae>

[4] <https://www.insatex.pl/produkty/bateria-9v>

[5] <https://www.insatex.pl/flag/flag/schówek/2143?destination=printpdf/170&token=1583486407e92ad11d2b4cccd9dbc5b0>

[6] <https://www.insatex.pl/produkty/ladowarka-akumulator-9v>

[7] <https://www.insatex.pl/flag/flag/schówek/2142?destination=printpdf/170&token=150d792caec6f31f77052b1d494816a7>